

**M075**



**CARRO DE DISTRIBUCIÓN**

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.  
 Dos, tres o cuatro estantes de 900x500mm.  
 Ruedas 125mm Ø con paragolpes.

**M075-2**



**M075-4**



REF	MODELO	DIMENSIONES (LxPxH)
M075	3 baldas	950 x 500 x 950 mm
M075-2	2 baldas	950 x 500 x 950 mm
M075-4	4 baldas	950 x 500 x 1200 mm

Otras medidas especiales a solicitar

**CARROS**

**M498**



**CARRO DISTRIBUCIÓN REFORZADO**

Fabricado en acero inoxidable.  
 Tres estantes reforzados..  
 Estructura en tubo cuadrado reforzado.  
 Ruedas 125mm Ø con paragolpes.

REF	MODELO	DIMENSIONES (LxPxH)
M498	3 baldas	950x 500 x 900 mm

Otras medidas especiales a solicitar