

**M095**

**MESA AUXILIAR**

Fabricada en acero inoxidable  
 Dos estantes lisos.  
 Ruedas 80 mm Ø.  
 Estructura reforzada.

**M098**


REF	MODELO	DIMENSIONES (LxPxH)
<b>M095</b>	Basic	600 x 400 x 850 mm
<b>M098</b>	Cajón + barandilla	600 x 400 x 800 mm

**MB180-2**

**CARRO MODULAR**

- Construido totalmente en acero inoxidable 18/8.
- Sistema de montaje a base de abrazaderas sin tornillos.
- Altura máxima de 2100 mm.
- Varias posibilidades de configuración.

**MB180**


REF	MODELO	DIMENSIONES (LxPxH)
<b>MB180</b>	Carro mixto + cajones	750 x 450 x 900 mm
<b>MB180-1</b>	Carro 3 estantes lisos	750 x 450 x 900 mm
<b>MB180-2</b>	Carro 3 estantes rejillas	750 x 450 x 900 mm
<b>MB180-3</b>	Carro 3 cestas	750 x 450 x 900 mm
<b>MB180-10</b>	Estantería ruedas	1000 x 450 x 1650 mm

Otras configuraciones a solicitar